

BEAUTIFLY

B-Skinn

Body
series

Wyszczuplający masażer ręczny Hand slimming massager



Instrukcja obsługi User manual

Cellulit

Cellulit to nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej prowadzące do zmian w tkance podskórnej. Stopień zaawansowania zmian skóry może być widoczny gołym okiem lub dostrzegalny dopiero po ściśnięciu fałdu skóry. Nierówną fakturę skóry możesz skutecznie usunąć za pomocą odpowiedniego masażu.

Urządzenie B–Skinn powstało z myślą o efektywnej redukcji każdego rodzaju cellulitu – bez względu na jego stopień zaawansowania, miejsce występowania czy pochodzenie (cellulit tłuszczowy, wodny, cyrkulacyjny). Zabiegi wykonane z zastosowaniem masażera B–Skinn są niezwykle efektywne: rozbijają nagromadzone komórki tłuszczowe, przywracają prawidłową cyrkulację krwi i limfy. W rezultacie szybko eliminują cellulit, zapobiegają jego powstawaniu w przyszłości i dają trwale efekty.

Modelowanie sylwetki

Wyszczuplający masażer B–Skinn pomaga w łatwy sposób modelować zgrabną sylwetkę. Masaż wykonywany na zasadzie ruchu okrężnego (patrz: „Technika wykonywania masażu redukującego tkankę tłuszczową”) dociera głęboko do wewnętrznych warstw skóry i intensywnie stymuluje odporne komórki tkanki tłuszczowej.

Wystarczy, że użyjesz masażera 10-15 minut dziennie, a szybko zauważysz efekty regularnego używania tego produktu.

Terapia czerwonym światłem

Terapia czerwonym światłem posiada szeroką gamę zastosowań. Działa ujędrniająco, poprawia sprężystość i elastyczność skóry. Jest niezwykle skuteczna w rozbijaniu tkanki tłuszczowej i eliminowaniu jej nadmiaru. Redukuje napięcie mięśni, pomaga zniwelować skurcze i obrzęki. Działa przeciwbólowo, odpręża oraz zwiększa odczucie zrelaksowania ciała.


Podstawowe bezpieczeństwo

1. Po naładowaniu urządzenia kontrolki ładowarki zmieniają kolor z czerwonego na zielony, co oznacza, że masażer jest naładowany. Wyciągnij wtedy ładowarkę z urządzenia, odłącz ładowarkę z sieci.
2. Nie należy korzystać z urządzenia, gdy wtyczka ładowania jest włożona do urządzenia. Masażera można używać tylko wtedy, gdy wtyczka ładowania jest wyciągnięta.
3. Nie stosować masażera w łazience lub innych miejscach o dużej wilgotności. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innej cieczy aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
4. Podczas czyszczenia urządzenia należy odłączyć przewód zasilający.
5. Upewnij się, że wtyczka jest poprawnie podłączona w przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.
6. Podczas podłączania wtyczki zasilania nie ciągnij bezpośrednio za przewód.
7. Nie należy często podłączać i odłączać przewodu zasilającego.
8. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy je oddać do naprawy w autoryzowanym serwisie.
9. Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci oraz osoby niepełnosprawne.
10. Urządzenie przechowuj w miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Z urządzenia nie powinny korzystać osoby

- Z rzusznikiem serca, lub innymi wszczepionymi metalowymi elementami,
- Cierpiące na choroby serca,
- Cierpiące na choroby kręgosłupa,
- Po operacji chirurgicznej, które posiadają blizny,
- W ciąży lub krótko po porodzie.

Panel sterowania – opis



Dane techniczne B-Skinn

Moc znamionowa:	16W
Napięcie znamionowe:	9V
Materiał:	ABS
Waga netto:	~0.8kg

Technika wykonywania masażu

Aby uzyskać najlepsze efekty eliminowania tkanki tłuszczowej, wykonaj masaż według poniższych wskazówek:




Obydwa ramiona

Wykonaj równomiernie masaż obydwu ramion, poświęcając każdemu z nich jednakową ilość czasu. Masuj ramiona poczynając od łokci w kierunku pach. Masuj ramiona małymi kręgami. Taka forma masażu łagodzi napięcie mięśni, modeluje ciało, ujędrnia i wygładza skórę.




Talia i brzuch

Masuj talię w górę i w dół. Następnie masuj talię od zewnątrz do wewnątrz. Wykonaj masaż okrężny wokół pępka (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Następnie masuj brzuch dużymi kręgami (również zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Ta technika sprzyja skutecznemu modelowaniu linii talii i brzucha.



Masaż nóg

Masaż od kostek w górę. Przez chwilę masuj nogi po liniach prostych w górę (zawsze w kierunku serca). Następnie masuj małymi kręgami – od dołu nogi ku górze (w kierunku serca). Szczególną uwagę poświęć tym partiom ciała, w których zalega cellulit. Masując w ten sposób łatwo rozbijesz tkankę tłuszczową, ujędrnisz i wygładzisz skórę.



Masaż bioder i pośladków

Masaż obu części ciała wykonaj ruchami od dołu ku górze. Tak przeprowadzony masaż służy szybkiej redukcji cellulitu, podniesieniu pośladków i ujędrnieniu skóry.

Pozostałe części ciała

Masaż należy wykonywać na zasadzie ruchu okrężnego lub po linii prostej – zawsze w kierunku „do serca”.

Cellulite

Cellulite is an abnormal distribution of adipose tissue leading to changes in the subcutaneous tissue. The degree of advancement of skin changes may be visible to the naked eye or only visible after squeezing a fold of the skin. You can effectively remove uneven skin texture with a suitable massage.

The B–Skinn device was designed to effectively reduce any type of cellulite – regardless of its severity, place of occurrence or origin (fatty, water, circulation cellulite). Treatments performed with the use of the B–Skinn massager are extremely effective: they break down accumulated fat cells and restore proper blood and lymph circulation. As a result, they quickly eliminate cellulite, prevent its formation in the future and give permanent results.

Body shaping

The B–Skinn slimming massager helps you easily model a shapely figure. The massage is performed on the basis of a circular motion (see: "The technique of massage reducing the fat tissue"), it reaches deeply into the inner layers of the skin and intensively stimulates resistant cells of adipose tissue.

All you need to do is use the massager 10-15 minutes a day and you will quickly notice the effects of regular use of this product.

Red light therapy

Red light therapy has a wide variety of uses. It has a firming effect, improves skin elasticity and elasticity. It is extremely effective in breaking down body fat and eliminating its excess. It reduces muscle tension, helps to reduce cramps and swelling. It relieves pain, relaxes and increases the feeling of relaxation of the body.


Basic security

1. After the device is charged, the charger lights will turn from red to green, which means the massager is charged. Then remove the charger from the device, disconnect the charger from the mains.
2. Do not use the device with the charging plug inserted into the device. The massager may only be used when the charging plug is pulled out.
3. Do not use the massager in the bathroom or other places with high humidity. Do not submerge the device in water or any other liquid to avoid a short circuit or electric shock.
4. Unplug the power cord when cleaning the device.
5. Make sure the plug is properly connected, otherwise it may cause the device to malfunction.
6. When connecting the power plug, do not pull directly on the cord.
7. Do not connect and disconnect the power cord frequently.
8. If the device is damaged, it must be repaired at an authorized service center.
9. The device should not be used by children and disabled people.
10. Store the device in a place that is inaccessible to children and people with disabilities.

The device should not be used by people:

- With a pacemaker or other implanted metal components,
- Suffering from heart disease,
- Suffering from diseases of the spine.
- After surgery that have scars,
- Pregnant or shortly after giving birth.

Control panel - description



Technical data B-Skinn

Rated power:	16W
Rated voltage:	9V
Host material:	ABS
Net weight:	~0.8kg

Massage technique

For the best results in eliminating body fat, massage as follows:




Both arms

Massage both arms evenly, devoting an equal amount of time to each of them. Massage your shoulders starting from the elbows towards the armpits. Massage your shoulders with small circles. This form of massage relieves muscle tension, shapes the body, firms and smoothes the skin.




Waist and belly

Massage your waist up and down. Then massage the waist from the outside in. Make a circular massage around the navel (clockwise). Then massage the abdomen with large circles (also clockwise). This technique is conducive to effective modeling of the waist and abdomen lines.



Leg massage

Massage from the ankles up. Massage your legs in straight lines up for a while (always towards the heart). Then massage with small circles - from the bottom of the leg upwards (towards the heart). Pay special attention to those parts of the body with cellulite. By massaging in this way, you will easily break down fat, firm and smooth the skin.



Massage of the hips and buttocks

Massage both parts of the body with movements from the bottom up. The massage performed in this way helps to quickly reduce cellulite, lift the buttocks and firm the skin.

The rest of the body

Massage should be performed in a circular motion or in a straight line - always in the direction "towards the heart".

Cellulite

Cellulite ist eine abnorme Verteilung des Fettgewebes, die zu Veränderungen im Unterhautgewebe führt. Das Ausmaß der Hautveränderungen kann mit dem bloßen Auge sichtbar sein oder nur durch Zusammendrücken einer Hautfalte wahrgenommen werden. Unebenheiten der Haut können mit einer geeigneten Massage effektiv beseitigt werden. Das B-Skinn-Gerät wurde entwickelt, um alle Arten von Cellulite wirksam zu reduzieren - unabhängig von ihrem Stadium, ihrer Lage oder ihrem Ursprung (Fett-Cellulite, Wasser-Cellulite, Kreislauf-Cellulite). Die Behandlungen mit dem B-Skinn-Massagegerät sind äußerst effektiv: Sie lösen die angesammelten Fettzellen auf und stellen die richtige Blut- und Lymphzirkulation wieder her. Dadurch beseitigen Sie Cellulite schnell, verhindern ihre Entstehung in der Zukunft und sorgen für dauerhafte Ergebnisse.

Modellierung der Silhouette

Das B-Skinn Schlankheitsmassagegerät hilft Ihnen, auf einfache Weise eine schlankere Silhouette zu formen. Die kreisförmige Massage (siehe "Massagetechnik zur Fettreduzierung") dringt tief in die inneren Schichten der Haut ein und stimuliert intensiv die widerstandsfähigen Fettzellen.

Verwenden Sie das Massagegerät einfach 10-15 Minuten pro Tag und Sie werden schnell die Wirkung der regelmäßigen Anwendung dieses Produkts bemerken.

Therapie mit rotem Licht

Die Rotlichttherapie hat eine breite Palette von Anwendungen. Es hat eine straffende Wirkung, verbessert die Elastizität und Flexibilität der Haut. Es ist äußerst effektiv beim Abbau von Fettgewebe und bei der Beseitigung von dessen Überschuss. Es reduziert Muskelverspannungen, hilft Krämpfe und Schwellungen zu beseitigen. Es hat eine schmerzlindernde Wirkung, entspannt und erhöht das Gefühl der körperlichen Entspannung.


Basic security

1. Wenn das Gerät aufgeladen ist, wechselt die Ladeanzeige von rot auf grün und zeigt damit an, dass es aufgeladen ist. Ziehen Sie das Ladegerät aus dem Gerät und trennen Sie es anschließend vom Stromnetz.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Ladestecker in das Gerät eingesteckt ist. Verwenden Sie das Massagegerät nur, wenn der Ladestecker herausgezogen ist.
3. Verwenden Sie das Massagegerät nicht im Badezimmer oder an anderen Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Kurzschluss oder Stromschlag zu vermeiden.
4. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät reinigen.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig angeschlossen ist, da es sonst zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
6. Wenn Sie den Netzstecker anschließen, ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
7. Schließen Sie das Netzkabel nicht häufig an und ziehen Sie es nicht ab.
8. Wenn das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es in einem autorisierten Servicezentrum reparieren.
9. Das Gerät sollte nicht von Kindern oder behinderten Menschen benutzt werden.
10. Bewahren Sie das Gerät an einem Ort auf, der für Kinder und behinderte Menschen unzugänglich ist.

Das Gerät sollte nicht von folgenden Personen benutzt werden:

- mit einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten Metallteilen,
- die an einer Herzerkrankung leiden,
- die an Wirbelsäulenerkrankungen leiden,
- nach einer Operation, die Narben haben,
- während der Schwangerschaft oder kurz nach der Entbindung.

Bedienfeld - Beschreibung



Technische Daten B-Skinna

Nennleistung:	16W
Nennspannung:	9V
Material:	ABS
Nettogewicht:	~0.8kg

Technik zur Durchführung einer fettreduzierenden Massage

Die besten Ergebnisse beim Abbau von Körperfett erzielen Sie, wenn Sie die folgenden Tipps befolgen:



Beide Arme

Massieren Sie beide Arme gleichmäßig und nehmen Sie sich für jeden Arm gleich viel Zeit.


Massieren Sie die Arme von den Ellenbogen ausgehend in Richtung der Achselhöhlen.

Massieren Sie Ihre Schultern in kleinen Kreisen. Diese Form der Massage löst Muskelverspannungen, formt den Körper, strafft und glättet die Haut.




Taille und Bauch

Massieren Sie Ihre Taille auf und ab. Massieren Sie dann Ihre Taille von außen nach innen. Führen Sie eine kreisförmige Massage um den Nabel herum durch (im Uhrzeigersinn). Massieren Sie dann den Bauch in großen Kreisen (ebenfalls im Uhrzeigersinn). Diese Technik ermöglicht eine effektive Formung der Taille und der Bauchlinien.



Massage der Beine

Massieren Sie diese von den Knöcheln aufwärts. Massieren Sie Ihre Beine eine Zeit lang in geraden Linien nach oben (immer in Richtung Ihres Herzens). Massieren Sie dann in kleinen Kreisen - von der Unterseite des Beins nach oben (in Richtung Herz). Achten Sie besonders auf die Körperpartien, an denen sich Cellulite ansammelt. Durch diese Massage wird das Fettgewebe leicht aufgebrochen und die Haut gestrafft und geglättet.



Massage der Hüfte und des Gesäßes

Massieren Sie beide Körperhälften mit Bewegungen von unten nach oben. Eine auf diese Weise durchgeführte Massage dient dazu, Cellulite schnell zu reduzieren, das Gesäß zu straffen und die Haut zu festigen.

Andere Körperteile

Die Massage sollte in kreisenden Bewegungen oder in einer geraden Linie durchgeführt werden - immer in der Richtung "zum Herzen".

Celulitis

La celulitis es una distribución desproporcionada del tejido graso subcutáneo. Las lesiones cutáneas pueden ser visibles a simple vista o sólo percibirse pellizcando o apretando la piel. La textura irregular de la piel puede eliminarse eficazmente con un masaje adecuado.

El dispositivo B-Skinn ha sido creado para reducir eficazmente todos los tipos de celulitis, independientemente de su estado, localización u origen (celulitis acuosa, circulatoria o grasa). Los tratamientos realizados con el masajeador B-Skinn son extremadamente eficaces: eliminan la grasa acumulada y restablecen la correcta circulación sanguínea y linfática. De esta forma, eliminan rápidamente la celulitis y garantizan resultados duraderos, evitando su aparición en el futuro.

Modelado coarporal

El masajeador adelgazante B-Skinn ayuda a modelar el cuerpo de forma muy sencilla. Un masaje con movimientos circulares (véase „Técnica para realizar un masaje reductor”) llega a las capas profundas de la piel y estimula intensamente la quema de grasa.

Sólo hay que utilizar el masajeador durante 10-15 minutos al día para empezar a notar los efectos del uso regular de este producto.

Terapia con luz roja

La terapia con luz roja tiene una amplia gama de aplicaciones. Tiene un efecto reafirmante y mejora la elasticidad y la flexibilidad de la piel. Es extremadamente eficaz para descomponer el tejido graso y eliminar el exceso de grasa. Reduce la tensión muscular, ayuda a eliminar los calambres y la hinchazón. Tiene un efecto analgésico, relaja y aumenta la sensación de relajación corporal.


Precauciones básicas

1. Cuando el dispositivo está cargado, las luces del cargador cambian color de rojo a verde, indicando que el masajeador ya está cargado. A continuación, se debe retirar el cargador del dispositivo y desconectar el cargador de la red eléctrica.
2. No utilizar el dispositivo cuando el cargador está conectado al dispositivo. El masajeador sólo puede utilizarse cuando el cargador está desconectado del dispositivo.
3. No utilizar el masajeador en el cuarto de baño ni en lugares húmedos. No sumergir el dispositivo en agua u otro líquido para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas.
4. Desenchufar el cable de alimentación durante la limpieza del dispositivo.
5. Asegurarse de que el enchufe está conectado correctamente. De lo contrario, puede causar un mal funcionamiento del dispositivo.
6. No tirar del cable al conectar el enchufe.
7. No conectar y desconectar el cable de alimentación con mucha frecuencia.
8. Si el dispositivo está dañado, debe ser reparado en un centro de servicio técnico autorizado.
9. Está prohibido el uso del dispositivo por niños o personas con discapacidad.
10. Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños y las personas con discapacidad.

Está prohibido el uso del dispositivo en:

- personas con marcapasos u otro tipo de implantes de metal,
- personas con enfermedades cardíacas,
- personas con enfermedades de la columna vertebral,
- personas con cicatrices postquirúrgicas,
- mujeres embarazadas o en el período posparto.

Panel de control - Descripción



Características técnicas B-Skinn

Potencia nominal:	16W
Tensión nominal:	9V
Material:	ABS
Peso neto:	~0.8kg

Técnica para realizar un masaje reductor

Para lograr los mejores resultados en la eliminación de la grasa corporal, el masaje debe hacerse según las instrucciones que se indican a continuación:



Ambos brazos

Masajear ambos brazos de manera uniforme, dedicando el mismo tiempo a cada uno.

Masajear los brazos empezando por los codos hacia las axilas.


Masajear los hombros, haciendo círculos pequeños.

Esta forma de masaje alivia la tensión muscular, modela el cuerpo, reafirma y suaviza la piel.




Cintura y abdomen

Masajear la cintura, haciendo movimientos verticales hacia arriba y hacia abajo. A continuación, masajear la cintura desde fuera hacia dentro. Realizar movimientos circulares alrededor del ombligo (en el sentido de las agujas del reloj). A continuación, masajear el abdomen haciendo círculos grandes (también en el sentido de las agujas del reloj). Esta técnica favorece el modelado eficaz de la cintura y el abdomen.



Masaje de piernas

Masajear desde los tobillos hacia arriba. Masajear las piernas, haciendo movimientos verticales hacia arriba (siempre hacia el corazón). Masajear las piernas, haciendo círculos pequeños - desde la parte inferior de la pierna hacia arriba (siempre hacia el corazón). Se debe prestar especial atención a las partes del cuerpo donde se acumula la celulitis. Masaje de este tipo eliminará fácilmente el tejido adiposo, reafirmará y alisará la piel.



Masaje de caderas y glúteos

Masajear ambas partes del cuerpo desde abajo hacia arriba. Este masaje se utiliza para reducir rápidamente la celulitis, levantar los glúteos y reafirmar la piel.

Otras partes del cuerpo

El masaje debe realizarse, haciendo movimientos circulares o en línea recta, siempre hacia el corazón.

Cellulite

La cellulite est une répartition anormale du tissu adipeux qui entraîne des modifications du tissu sous-cutané. L'étendue des modifications de la peau peut être visible à l'œil nu ou n'être perçue qu'en pressant un pli de la peau. Un massage approprié permet d'éliminer efficacement les irrégularités du grain de peau.

L'appareil B-Skinn a été créé pour réduire efficacement tous les types de cellulite, quels que soient leur stade, leur localisation et leur origine (cellulite grasseuse, cellulite aqueuse, cellulite circulatoire). Les traitements effectués avec l'appareil de massage B-Skinn sont extrêmement efficaces : ils désagrègent les cellules grasses accumulées, rétablissent une bonne circulation sanguine et lymphatique. Par conséquent, ils éliminent rapidement la cellulite, préviennent sa formation à l'avenir et donnent des résultats permanents.

Modélisation des silhouettes

Le masseur amincissant B-Skinn aide à façonner une silhouette plus fine en toute simplicité. Le massage circulaire (voir "Technique de massage pour la réduction des graisses") atteint les couches internes de la peau en profondeur et stimule intensivement les cellules grasses résistantes.

Il suffit d'utiliser le masseur pendant 10 à 15 minutes par jour et vous constaterez rapidement les effets de l'utilisation régulière de ce produit.

Thérapie par la lumière rouge

La thérapie par la lumière rouge a un large éventail d'applications. Elle a un effet raffermissant, améliore l'élasticité et la souplesse de la peau. Elle est extrêmement efficace pour décomposer le tissu adipeux et en éliminer l'excès. Elle réduit la tension musculaire, aide à éliminer les crampes et les gonflements. Elle a un effet analgésique, détend et augmente la sensation de relaxation du corps.


Sécurité de base

1. Lorsque l'appareil est chargé, les voyants du chargeur passent du rouge au vert, indiquant que le masseur est chargé. Retirez le chargeur de l'appareil puis, débranchez le chargeur du secteur.
2. N'utilisez pas l'appareil lorsque la fiche de charge est insérée dans l'appareil. N'utilisez le masseur que lorsque la fiche de charge est retirée.
3. N'utilisez pas le masseur dans la salle de bain ou dans d'autres endroits où l'humidité est élevée. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout court-circuit ou choc électrique.
4. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez l'appareil.
5. Assurez-vous que la fiche est correctement connectée, sinon l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
6. Lors du branchement de la fiche d'alimentation, ne tirez pas directement sur le câble.
7. Ne branchez et débranchez pas fréquemment le cordon d'alimentation.
8. Si l'appareil est endommagé, faites-le réparer dans un centre de service agréé.
9. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées.
10. Stockez l'appareil dans un endroit inaccessible aux enfants et aux personnes handicapées.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes :

- personas con marcapasos u otro tipo de implantes de metal,
- personas con enfermedades cardíacas,
- personas con enfermedades de la columna vertebral,
- personas con cicatrices postquirúrgicas,
- mujeres embarazadas o en el período posparto.

Panneau de contrôle - description



Données techniques B-Skinn

Puissance nominale:	16W
Tension nominale:	9V
Matériau:	ABS
Poids net:	~0.8kg

Technique pour réaliser un massage réducteur du tissu adipeux

Pour obtenir les meilleurs résultats dans l'élimination des graisses corporelles, massez-vous en suivant les conseils suivants :




Les deux bras

Massez les deux bras de manière égale, en consacrant le même temps à chacun.
 Massez les bras en partant des coudes vers les aisselles.
 Massez vos épaules en faisant de petits cercles.
 Cette forme de massage soulage les tensions musculaires, façonne le corps, raffermi et lisse la peau.




Taille et ventre

Massez votre taille en haut et en bas.
 Puis massez votre taille de l'extérieur vers l'intérieur.
 Effectuez un massage circulaire autour du nombril (dans le sens des aiguilles d'une montre).
 Massez ensuite l'abdomen en faisant de grands cercles (également dans le sens des aiguilles d'une montre). Cette technique favorise un modelage efficace de la taille et de la ligne abdominale.



Massage des jambes

Massez en partant des chevilles vers le haut.
 Massez vos jambes en lignes droites vers le haut pendant un moment (toujours vers votre cœur).
 Massez ensuite par petits cercles - du bas de la jambe vers le haut (vers le cœur).
 Accordez une attention particulière aux parties du corps où la cellulite s'accumule. Ce type de massage permet de désagréger facilement les tissus adipeux, de raffermir et de lisser la peau.



Massage des hanches et des fesses

Massez les deux parties du corps en effectuant des mouvements du bas vers le haut.
 Le massage ainsi pratiqué permet de réduire rapidement la cellulite, de remonter les fesses et de raffermir la peau.

Autres parties du corps

Le massage doit être effectué par mouvements circulaires ou en ligne droite - toujours "vers le cœur".

Целлюлит

Целлюлит - это ненормальное расположение жировой ткани, приводящее к изменениям в подкожной ткани. Степень развития изменений в коже может быть видима невооруженным глазом или ее можно заметить только после того, как собрать кожу в складку. Неравномерность текстуры кожи можно эффективно устранить с помощью соответствующего массажа.

Устройство B-Skinn было разработано для эффективного уменьшения целлюлита любого вида – при любой степени его развития, места проявления или происхождения (жировой целлюлит, водный, циркуляционный).

Процедуры, проводимые с применением массажера B-Skinn, исключительно эффективны: разбивают накопившиеся жировые клетки, возвращают нормальную циркуляцию крови и лимфы. В результате они быстро устраняют целлюлит, противодействуют его появлению в будущем на длительное время.

Моделирование силуэта

Массажер для коррекции фигуры B-Skinn помогает легко моделировать стройный силуэт. Массаж, выполняемый на основе круговых движений (см: „Техника выполнения массажа, уменьшающего жировую ткань“) проникает глубоко во внутренние слои кожи и интенсивно стимулирует резистентные клетки жировой ткани.

Достаточно применять массажер 10-15 минут в день, и Вы быстро увидите эффект регулярного использования этого устройства.

Терапия красным светом

Терапия красным светом имеет широкую гамму применений. Оказывает подтягивающее действие, улучшает упругость и эластичность кожи. Она очень эффективна для разрушения жировой ткани и устранения ее излишков. Уменьшает напряжение мышц, помогает нивелировать спазмы и отеки. Уменьшает боли, расслабляет и увеличивает ощущение расслабленного тела.

Основные правила безопасности

1. После зарядки устройства контрольные индикаторы зарядки изменяют цвет с красного на зеленый, что означает, что массажер заряжен. После этого отсоедините зарядное устройство от устройства, отключите зарядное устройство от сети.
2. Запрещается использовать устройство, когда разъем зарядного устройства подключен к устройству. Массажер можно применять только тогда, когда разъем зарядного устройства отсоединен от устройства.
3. Не используйте массажер в ванной или в других местах с большой влажностью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
4. Во время очистки устройства нужно отсоединять провод питания.
5. Убедитесь, что вилка включена правильно. В противном случае это может стать причиной ненормальной работы устройства.
6. При подключении вилки питания не тяните непосредственно за провод.
7. Не нужно часто подключать и отключать провод питания.
8. В случае повреждения устройства необходимо отдать его в ремонт в авторизованный сервисный центр.
9. Устройство не должны использовать дети, а также лица с ограниченными возможностями.
10. Устройство храните в месте недоступном для детей, а также для лиц с ограниченными возможностями.

Устройством не должны пользоваться лица:

- с кардиостимуляторами или другими имплантированными металлическими элементами,
- с сердечными заболеваниями,
- с заболеваниями позвоночника,
- после хирургических операций, у которых имеются шрамы,
- беременные или после недавних родов.

Панель управления – описание



Технические данные B-Skinn

Номинальная мощность:	16W
Номинальное напряжение:	9V
Материал:	ABS
Вес нетто:	~0.8kg

Техника выполнения массажа, уменьшающего жировую ткань

Чтобы достигнуть наилучшей эффективности устранения жировой ткани, выполняйте массаж согласно указаний, приведенных ниже:



Обе руки

Равномерно проводите массаж обеих рук, уделяя каждой из них одинаковое время.


Массируйте руки, начиная от локтей, по направлению к подмышкам.

Массируйте руки небольшими кругами. Такая форма массажа снимает мышечное напряжение, моделирует тело, стягивает и выглаживает кожу.



Талия и живот


Массируйте талию вверх и вниз. Затем массируйте талию снаружи внутрь. Проведите круговой массаж вокруг пупка (движения по часовой стрелке). Затем массируйте живот большими кругами (также по часовой стрелке). Эта техника способствует эффективному моделированию линии талии и живота.



Массаж ног

Массаж от лодыжек вверх. Некоторое время массируйте ноги прямыми движениями вверх (всегда в направлении сердца). Затем массируйте небольшими кругами – от низа ноги вверх (в направлении сердца). Особое внимание уделите тем частям тела, где залегают целлюлит.

Массируя указанным образом, Вы легко разрушите жировую ткань, получите стягивающий и выглаживающий кожу эффект.



Массаж бедер и ягодиц

Массаж обеих этих частей тела выполняйте движениями снизу-вверх.

Массаж, проводимый таким образом, служит для быстрого уменьшения целлюлита, подтягивания ягодиц и кожи.

Остальные части тела

Массаж необходимо выполнять круговыми движениями или движениями по прямой – всегда в направлении „к сердцу“.

السيوليت

السيوليت هو توزيع غير طبيعي للأنسجة الدهنية يؤدي إلى تغيرات في الأنسجة تحت الجلد. قد تكون درجة تقدم تغيرات الجلد مرئية للعين المجردة أو مرئية فقط بعد الضغط على ثنية الجلد. يمكنك إزالة نسيج الجلد غير المتكافئ بشكل فعال بالتدليك المناسب.

تم تصميم جهاز B-Skinn لتقليل جميع أنواع السيوليت بشكل فعال - بغض النظر عن شدته أو مكان حدوثه أو مصدره (دهني، مائي، سيوليت الدورة الدموية). تعتبر العلاجات التي يتم إجراؤها باستخدام جهاز التدليك B-Skinn فعالة للغاية؛ فهي تكسر الخلايا الدهنية المترابطة وتستعيد الدورة الدموية والليمفاوية السليمة. نتيجة لذلك، تتم إزالة السيوليت بسرعة ويمكن تكوينه في المستقبل ويعطي نتائج دائمة.

تشكيل القوام

يساعدك جهاز التدليك للتحفيف B-Skinn على تشكيل قوام رشيق بسهولة. يتم إجراء التدليك على أساس حركة دائرية (انظر: "تقنية التدليك لتقليل الأنسجة الدهنية")، وهو يصل بعمق إلى الطبقات الداخلية من الجلد ويحفز بشكل مكثف الخلايا المقاومة للأنسجة الدهنية. كل ما عليك فعله هو استخدام جهاز التدليك لمدة ١٠-٥١ دقيقة في اليوم وستلاحظ بسرعة آثار الاستخدام المنتظم لهذا المنتج.

العلاج بالضوء الأحمر

العلاج بالضوء الأحمر له استخدامات متنوعة. له تأثير يزيد النضارة، ويحسن مرونة الجلد وليونته. إنه فعال للغاية في تكسير دهون الجسم والقضاء على فائضها. يقلل من تورث العضلات ويساعد على تقليل التقلصات والتورم. له تأثير مسكن، ويريح ويزيد من الشعور باسترخاء الجسم.


الأمان الأساسي

1. بعد شحن الجهاز، تحول أوضاع الشاحن من الأحمر إلى الأخضر، مما يعني أن جهاز التدليك مشحون. أخرج الشاحن من الجهاز، وافصل الشاحن عن التيار الكهربائي.
2. لا تستخدم الجهاز مع إدخال قابس الشحن في الجهاز. لا يجوز استخدام الملدك إلا عند سحب قابس الشحن.
3. لا تستخدم جهاز التدليك في الحمام أو في الأماكن الأخرى ذات الرطوبة العالية. لا تقم الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لتجنب حدوث ماس كهربائي أو صدمة كهربائية.
4. عند تنظيف الجهاز، أفضل سلك الطاقة.
5. تأكد من توصيل القابس بشكل صحيح، وإلا فقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.
6. عند توصيل قابس الطاقة، لا تسحب السلك مباشرة.
7. لا تقم بتوصيل وفصل سلك الطاقة بشكل متكرر.
8. في حالة تلف الجهاز، يجب إصلاحه في مركز خدمة معتمد.
9. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأطفال والمعاقين.
10. قم بتخزين الجهاز في مكان لا يمكن للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليه.

يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين:

- يحملون جهاز تنظيم ضربات القلب أو غيره من العناصر المعدنية المزروعة،
- يعانون من أمراض القلب.
- يعانون من أمراض العمود الفقري،
- هم بعد عملية جراحية بها ندبات،
- النساء الحوامل أو بعد الولادة بفترة قصيرة.

لوحة التحكم - الوصف



البيانات الفنية لجهاز B-Skinn	
الاستطاعة المصنفة:	16W
الفولطية:	9V
المادة:	ABS
الوزن الصافي:	~0.8kg

تقنية التدليك المقلد من الأنسجة الدهنية

لأفضل النتائج في التخلص من دهون الجسم قم بالتدليك كالتالي:

كلا الذراعين

قم بتدليك كلا الذراعين بالتساوي، مع تخصيص وقت متساوٍ لكل منهما.
قم بتدليك كتفك بدءاً من المرفقين باتجاه الإبط.
ذلك كتفك بحركات دائرية صغيرة.
هذا النوع من التدليك يخفف من توتر العضلات ويشكل الجسم ويشد البشرة وينعمها.




الخصر والبطن

دلكي خصرك لأعلى ولأسفل.
ثم دلكي الخصر من الخارج للداخل.
قومي بعمل تدليك دائري حول السرة (في اتجاه عقارب الساعة).
ثم قومي بتدليك البطن بدوائر كبيرة (باتجاه عقارب الساعة أيضاً).
هذه التقنية تساعد على النمذجة الفعالة لخطوط الخصر والبطن.




تدليك الساق

قومي بالتدليك من الكاحل إلى أعلى.
قومي بتدليك ساقيك في خطوط مستقيمة لبعض الوقت (دائماً باتجاه القلب).
ثم قومي بالتدليك بدوائر صغيرة - من أسفل الساق إلى أعلى (باتجاه القلب).
انتهيه جيداً لتلك الأجزاء من الجسم المصابة بالسيلوليت.
بالتدليك بهذه الطريقة، سوف تكسرين الدهون بسهولة وتزيدين من تماسك البشرة وتنعيمها.




تدليك الوركين والأرداف

قومي بتدليك كلا الجزأين من الجسم بحركات من الأسفل إلى الأعلى.
التدليك الذي يتم بهذه الطريقة يساعد على تقليل السيلوليت بسرعة، ورفع الأرداف وشد الجلد.



باقي الجسد

يجب أن يتم التدليك بحركة دائرية أو في خط مستقيم - دائماً في الاتجاه "نحو القلب".



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية والبالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطاطم ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE

Beautifully Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beautifully Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifully B-Skinn is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beautifully Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifully B-Skinn jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «Beautifully» заявляет, что устройство Beautifully B-Skinn соответствует Директиве 2014/30/ЕС.

Français

Par la présente, Beautifully Sp. z o. o. déclare que Beautifully B-Skinn est conforme à la directive 2014/30/EU.

Deutsche

Hiermit erklärt Beautifully Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifully B-Skinn mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beautifully Sp. z o. o. declara que Beautifully B-Skinn cumple con la Directiva 2014/30/UE.

عربي

بموجب هذا، فإن شركة Beautifully المحدودة تعلن بأن Beautifully B-Skinn متوافق مع

التوجيه 2014/30/EU

Importer
Beautifully Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beautifly Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.
W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beautifly Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.
In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@beautifly.eu

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на товар действует 24 месяца.
2. Гарантия охватывает период с даты получения устройства от ООО «Beautifully» и распространяется на дефекты, которые возникли вследствие причин, присущих полученному устройству.
3. Ремонт устройства будет произведен в кратчайшие сроки, но не более 21 рабочего дня с момента принятия устройства для проведения ремонтных работ в авторизованный сервисный центр.
4. Заказчик имеет право подать заявление о замене оборудования на исправное, если авторизованный сервисный центр определит, что устранение дефекта невозможно или требует чрезмерных затрат.
5. В случае, если неисправной является только часть изделия, которая может быть отсоединена от исправно функционирующей части прибора, права Заказчика по данной гарантии ограничиваются только дефектной частью изделия.

Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, отправьте жалобу вместе с гарантийным талоном по следующему адресу e-mail: serwis@beautifully.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie du produit est valable pour une période de 24 mois.
2. La garantie couvre la période à partir de la date d'achat du produit acquis auprès de Beautifully Sp. z o. o. et couvre les défauts découlant de causes inhérentes à l'appareil reçu.
3. L'appareil sera réparé dans les meilleurs délais, sans dépasser 21 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'appareil pour réparation par un centre de service agréé.
4. Le client a le droit de demander le remplacement de l'équipement par un équipement sans défaut si le centre de service agréé détermine que la réparation du défaut est impossible ou nécessite des coûts excessifs.
5. Si seule une partie du produit est défectueuse et qu'il s'agit de la pièce détachable d'une partie du produit qui fonctionne correctement, les droits du client dans le cadre de cette garantie sont limités à la partie défectueuse du produit.

Pour bénéficier des conditions de garantie, veuillez envoyer votre réclamation accompagnée de la carte de garantie à l'adresse électronique suivante : serwis@beautifully.eu

Produktgarantie

1. Die Produktgarantie gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten.
 2. Die Garantie gilt ab dem Erhalt des Geräts von der Firma Beautifly Sp. z o.o. und umfasst Mängel, die durch das Gerät bedingt sind.
 3. Die Reparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt, jedoch maximal innerhalb von 21 Werktagen ab der Annahme zur Reparatur durch eine autorisierte Werkstatt.
 4. Der Kunde ist berechtigt, den Austausch durch ein mängelfreies Gerät zu fordern, wenn die autorisierte Werkstatt feststellt, dass die Mängelbeseitigung unmöglich ist oder unverhältnismäßig teuer wäre.
 5. Falls nur ein Teil des Produkts mangelbehaftet ist und die von dem korrekt funktionierenden Teil des Geräts entfernt werden kann, beschränken sich die Garantierechte des Kunden auf den mangelbehafteten Teil.
- Zwecks Inanspruchnahme der Garantie muss die Reklamation einschließlich des Garantiescheins per E-Mail an serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantía del producto es válida durante 24 meses.
 2. La garantía cubre el período a partir de la fecha de recepción del producto de Beautifly Sp. z o. o. e incluye los defectos derivados de la construcción del dispositivo. La reparación del equipo se llevará a cabo en el menor tiempo posible, sin exceder el
 3. plazo de 21 días hábiles desde la fecha de aceptación del dispositivo para su reparación por el Centro de Servicio Técnico Autorizado.
 4. El cliente tiene derecho a solicitar la sustitución del dispositivo por uno libre de defectos si el Centro de Servicio Técnico Autorizado determine que la eliminación del defecto es imposible o requiere gastos excesivos.
 5. Si sólo una parte del producto es defectuosa y es posible separarla de la parte del producto que funciona correctamente, los derechos del Cliente bajo esta garantía se limitarán sólo a la parte defectuosa del producto.
- Para beneficiarse de las condiciones de la garantía, se debe enviar una reclamación junto con la tarjeta de garantía a la dirección de correo electrónico: serwis@beautifly.eu

ضمان

1. المنتج مشمول بالضمان لمدة لمدة 24 شهرا.
 2. يشمل الضمان الفترة من تاريخ استلام الجهاز من شركة Beautifly sp. z.o. o ويغطي العيوب الناتجة عن الأسباب الكامنة في الجهاز المستلم.
 3. سيتم إصلاح الجهاز في أسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ قبول الجهاز للإصلاح من قبل مركز الخدمة المعتمد.
 4. يحق للعميل التقدم بطلب لاستبدال الجهاز بأخر غير معيب، إذا قرر مركز الخدمة المعتمد أن إزالة العيب أمر مستحيل أو يتطلب تكاليف باهظة.
 5. إذا كان جزء فقط من المنتج معيبا ويمكن فصله عن جزء يعمل بشكل صحيح من المنتج، فإن حقوق العميل بموجب هذا الضمان تقتصر فقط على الجزء المعيب من المنتج.
- للاستفادة من شروط الضمان، يرجى إرسال شكوى مع بطاقة الضمان إلى عنوان البريد الإلكتروني serwis@beautifly.eu.

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.

.....

Dane techniczne B-Skinn

Moc znamionowa:	16W
Napięcie znamionowe:	9V
Materiał:	ABS
Waga netto:	~0.8kg